



ELEMENTO	QTA	CODICE	DESCRIZIONE
1	1	02150CPCR (*)	CORPO C/CANNA CR PER RUB. A LEVA CLINICA VIT. DC CIGNO
2	1	03090	VITONE CON DISCHI CERAMICI
3	1	08100RR	RACCORDO ROMPIGETTO
4	1	OR11.11X1.78	O-RING 11.11X1.78
5	1	AERF16	AERATORE FEMMINA 16x1 CROMO
6	1	08110GALAV	GAMBA 3/4" - 1/2" PER 08110
7	1	OR21.89X2.62	O-RING 21.89x2.62
8	1	02079/1/97	LIMITATORE DI PORTATA 8 LITRI AL MINUTO
9	1	02150CAPCR (*)	CAPPUCCIO CROMATO PER MANIGLIA 02150
10	1	GRIX3x3C	GRANO INOX M3x3 PUNTA CONICA
11	1	02152LVCR (*)	LEVA CROMATA CORTA d.8 PER ART. 02152
12	1	08010BASCR (*)	BASSETTA CROMATA 08010-08110
13	1	OR42.52X2.62	O-RING 42.52x2.62
14	1	GUGO12B	GUARNIZIONE IN GOMMA CON BORDO GAS 1/2"
15	1	097PL12	CONTRODADO GAS 1/2" IN NYLON



(*)
PER FINITURA NERO:
- 02150CP-B
- 02150CAP-B
- 02152LV-B
- 08010BAS-B

PER FINITURA
NICKEL SPAZZOLATO:
- 02150CP-NB
- 02150CAP-NB
- 02152LV-NB
- 08010BAS-NB



PER VERSIONI NERA E NICKEL SPAZZOLATO:
- ELIMINARE AERF16 (5)
- AGGIUNGERE AERF16GU E AERF16AE
- AGGIUNGERE AERF16CP-B (V. NERA)
- AGGIUNGERE AERF16CP-NB (V. NICKEL SP.)

PLIEGER